

APTOS




Visage Excellence

Visage Excellence est utilisé pour la fixation du tissu sous-cutané du visage dans les indications suivantes :

- Pommettes
- Nasogénien
- Bas-joues et ovale du visage

Fils tenseurs résorbables
(acide polylactique 75% et caprolacton 25%)

Crans multi-directionnels



Les crans multi-directionnels "Excellence" permettent de répartir, lifter et maintenir les tissus relâchés.

- Repositionnement des volumes
- Biostimulation



Scannez et découvrez
en vidéo cette méthode

Visage Excellence



LES AVANTAGES

- Des résultats immédiats et durables
1 à 2 ans
- Double action : repositionnement des
tissus et bio-stimulation intense
- Utilisation de toute la longueur du fil
avec "the loop technic**"
**technique de boucle*
- Procédure mini-invasive réalisée sous
anesthésie locale, rapide (15 à 20 min)

NOUVEAU

3^{ème} génération des fils crantés avec
Acide Hyaluronique

AVANTAGES HA

- Bio-stimulation renforcée et plus rapide
- Action anti-inflammatoire
- Stimulation du collagène
- Stimulation de l'élastine
- Hydratation prolongée du derme

Retrouvez toute la gamme
APTOS sur ce QR code



Pointe à bout rond

Fils multi-crantés



INFORMATIONS TECHNIQUES

	VISAGE SOFT	VISAGE
Longueur en mm	100	190
Nombre de fils	10	10
Conditionnement	pré-rempli	pré-rempli
1 canule pour l'anesthésie	23 G x 80 mm	23 G x 80 mm
1 aiguille pré-trou	18 G x 40 mm	18 G x 40 mm



KIT NOFI Solo spécialement
conçu pour travailler sans
assistance durant vos actes
de fils tenseurs

Contient :

1 champ stérile table,
2 champs stériles **NOFI**,
1 bac,
2 coupelles,
1 pincette,
1 paire de ciseaux,
compresses stériles

